

**UM CATETER —  
MÚTIPLAS  
APLICAÇÕES**

DISPOSITIVO DE  
CRUZAMENTO E REENTRADA

RÍGIDO E COM  
EXCELENTE  
TRACKING




REESTENOSE  
INTRA STENT

ABORDAGEM  
RETRÓGRADA

DISPOSITIVO  
2,9FR / 4FR  
FIO GUIA COMPATÍVEL  
0,014" / 0,018"

# Cateter de Cruzamento GoBack™ permite cruzamento e reentrada



- Permite direcionar a agulha e fio guia dentro da placa
- Seletor de comprimento de protusão da agulha
- Trava de segurança da agulha

 **MÚLTIPLAS ABORDAGENS**

 **EXCELENTE "PUSHABILITY" / "TORQUABILITY"**


 **ECONOMIA DE TEMPO**

Função	GoBack Catheter™ by Upstream	
	2.9Fr	4Fr
Comprimento Utilizável (cm)	120 / 80	
Diâm. ext. do eixo do cateter (mm)	0.96	1.4
Fio Guia Compatível (")	0.014"	0.018"
Bainha Compatível (Fr)	5Fr – Contralateral 2.9Fr – Anterógrado/ Retrógrado	6Fr – Contralateral 4Fr – Anterógrado/ Retrógrado
REF N°.	GB 603 014P 120L / GB 603 014P 80L	GB 600 018P 120L / GB 600 018P 80L

**CRUZAMENTO  
INTRALUMINAL**




**CRUZAMENTO EM  
REESTENOSE INTRA STENT**



**AMPLO SEGMENTO  
DE REENTRADA**



**REENTRADA E CRUZAMENTO  
RETRÓGRADO**



- Alta estabilidade para os perfis de 2,9Fr/4Fr  
cateter compatível com fio guia 0,014" / 0,018"
- Eficaz em técnicas de contralateral, anterógrada e retrógrada
- Mesmo dispositivo de cruzamento e reentrada otimizando tempo e custos

**[www.GoBackCatheter.com](http://www.GoBackCatheter.com)**  
for further information: [info@GoBackCatheter.com](mailto:info@GoBackCatheter.com)

REPRESENTANTE NO BRASIL:



Rua Brasilio Cuman, 566 – São Braz  
CEP 82315-010 – Curitiba – PR  
Fone/Fax: +55 (41) 3233-7887  
**[www.tecmedic.com.br](http://www.tecmedic.com.br)**