

LeMaitre®

Cateter de Embolectomia

INFORMAÇÕES DE COMPRA

Diâmetro do Balão	Volume do Balão	Diâmetro	Cor	Comprimento	Fio-Guia	Modelo
Cateter de Embolectomia de Lúmen Único						
4.5 mm	0.05 ml	2F		40 cm		e1601-24
4.5 mm	0.05 ml	2F		60 cm		e1601-26
8.0 mm	0.20 ml	3F		40 cm		e1601-34
8.0 mm	0.20 ml	3F		80 cm		e1601-38
10.5 mm	0.75 ml	4F		40 cm		e1601-44
10.5 mm	0.75 ml	4F		80 cm		e1601-48
13.0 mm	1.50 ml	5F		80 cm		e1601-54
13.0 mm	1.50 ml	5F		80 cm		e1601-58
13.5 mm	1.60 ml	6F		80 cm		e1601-68
14.0 mm	1.75 ml	7F		80 cm		e1601-78

Cateter de Embolectomia Over-the-Wire Compatível com tamanhos padrão de fios-guia. Torneira e seringa incluídas.						
6 mm	0.20 ml	3F		40 cm	.018"	e1651-34
6 mm	0.20 ml	3F		80 cm	.018"	e1651-38
10 mm	0.75 ml	4F		40 cm	.025"	e1651-44
10 mm	0.75 ml	4F		80 cm	.025"	e1651-48
12 mm	1.50 ml	5F <i>Plus</i>		40 cm	.035"	e1651-84
12 mm	1.50 ml	5F <i>Plus</i>		80 cm	.035"	e1651-88
13 mm	1.60 ml	6F		40 cm	.035"	e1651-64
13 mm	1.60 ml	6F		80 cm	.035"	e1651-68
14 mm	1.75 ml	7F		80 cm	.038"	e1651-78

Cateter de Embolectomia de Lúmen Único em Silicone NovaSil™+						
4 mm	0.05 ml	2F		60 cm		e1801-26
6 mm	0.20 ml	3F		40 cm		e1801-34
6 mm	0.20 ml	3F		80 cm		e1801-38
9 mm	0.60 ml	4F		40 cm		e1801-44
9 mm	0.60 ml	4F		80 cm		e1801-48
11 mm	1.00 ml	5F		40 cm		e1801-54
11 mm	1.00 ml	5F		80 cm		e1801-58
13 mm	1.60 ml	6F		80 cm		e1801-68
14 mm	1.75 ml	7F		80 cm		e1801-78

Suporte para Cateteres LeMaitre	Suporte para cateteres compatível com todos os cateteres de lúmen único, over-the-wire e de silicone.
Suporte para Cateters	A3000-00
Montagem em Parede	A3000-01

Estas especificações não constituem garantia. No interesse da melhoria contínua do produto, estas especificações podem ser alteradas periodicamente, sem aviso prévio. Consulte seu representante de vendas para obter mais detalhes.

+ Não fabricado com látex de borracha natural.
* Testes comparativos de bancada realizados com o Cateter de Embolectomia de Látex de Lúmen Único LeMaitre 4F e o cateter 4F do principal concorrente demonstraram balões com até 80% maior resistência nas conexões e até 60% maior resistência dos balões.

Os seguintes modelos não possuem licença para venda no Canadá: todos os modelos e1801-XX e os modelos e1651-84 e e1651-88.



Your Peripheral Vision™




PRODUTOS MÉDICOS

Rua Brasília Cuman, 566 – São Braz – CEP 82315-010 – Curitiba – PR
Fone/Fax: +55 (41) 3233-7887 / www.tecmedic.com.br



LeMaitre is a registered trademark and NovaSil and Your Peripheral Vision are trademarks of LeMaitre Vascular, Inc.
©2013 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. Printed in the USA. M0005 Rev. L 04/13



LeMaitre®

Cateter de Embolectomia

O Cateter de Embolectomia Mais Resistente do Mundo

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

T 781 221 2266
F 781 221 2223

LeMaitre Vascular ULC
5915 Airport Road, Suite 608
Mississauga, ON L4V 1T1
Canada

T 905 673 2266
F 905 673 2223

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts.
Germany

T +49 (0)6196 659230
F +49 (0)6196 527072

LeMaitre Vascular GK
1F Kubodera Twin Tower Bldg.
2-9-4 Kudan-minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0074
Japan

T +81 (0)3 5215 5681
F +81 (0)3 5215 5682

Customer Service
US 800 628 9470
Canada 855 673 2266

www.lemaitre.com



tecmedic
PRODUTOS MÉDICOS

LeMaitre®
VASCULAR
Your Peripheral Vision™

LeMaitre®

Cateter de Embolectomia

CONEXÃO MAIS RESISTENTE. BALÃO MAIS RESISTENTE. PREÇO IMBATÍVEL.*

Resistência superior

O Cateter de Embolectomia de Látex de Lúmen Único LeMaitre, significativamente mais resistente, proporciona maior segurança e confiabilidade durante o procedimento. Sua conexão do balão reforçada e o balão de maior resistência permitem melhor desempenho, tudo isso por um preço imbatível.

Novo preço reduzido

Com que frequência você encontra um produto superior por um preço menor? Além de ser mais resistente e apresentar menor risco de ruptura, o Cateter de Embolectomia de Lúmen Único LeMaitre tem um custo por unidade inferior ao do principal concorrente.

Marca de confiança

Os Cateteres de Embolectomia LeMaitre são comercializados internacionalmente há mais de 20 anos e já foram utilizados em mais de 1 milhão de procedimentos.



OVER-THE-WIRE

Guiado por fio-guia.

Compatível com fios-guia de tamanhos padrão, permitindo direcionar o cateter até a posição desejada.

Injeção de contraste.

Permite a injeção de meio de contraste para facilitar a visualização de êmbolos e trombos.

Irrigação.

Permite a lubrificação durante a inserção e a retirada do cateter.

MAIOR VIDA ÚTIL

Látex: 6 anos
Silicone: 5 anos

LÚMEN ÚNICO

Balão 60% mais resistente, com maior resistência à ruptura*

Conexões do cateter 80% mais resistentes*
Maior resistência das conexões e dos balões permite aplicar mais força com menor risco.

SILICONE

O cateter balão de silicone oferece uma alternativa viável para pacientes com sensibilidade ao látex.

RESULTADOS DOS TESTES DE RESISTÊNCIA DA CONEXÃO*
(lbf) = libra-força

