



ASPIREX[®]S

ROTAREX[®]S
ASPIREX[®]S

Distributed by



Rua Brasília Cuman, 566 - São Braz
CEP 82315-010 - Curitiba - PR
Fone/Fax: + 55 (41) 3233-7887
www.tecmedic.com.br

ROTAREX[®]S
ASPIREX[®]S



Aspirex[®]S Seguro, eficiente e atraumático

Um dispositivo para várias indicações

Trombectomia altamente eficiente em oclusões agudas

- Veias
- Artérias
- Acessos de diálise

Três função em um dispositivo

- **Aspiração** de trombo fresco e êmbolos
- **Fragmentação** do material aspirado
- **Transporte** para fora do paciente



Kit Rotarex[®]S Cateter

REF 80219 SET Rotarex[®]S 6F 110 cm
 REF 80202 SET Rotarex[®]S 6F 135 cm
 REF 80223 SET Rotarex[®]S 8F 85 cm
 REF 80224 SET Rotarex[®]S 8F 110 cm
 REF 80277 SET Rotarex[®]S 10F 85 cm

Kit Aspirex[®]S Cateter

REF 80226 SET Aspirex[®]S 6F 110 cm
 REF 80227 SET Aspirex[®]S 6F 135 cm
 REF 80229 SET Aspirex[®]S 8F 85 cm
 REF 80230 SET Aspirex[®]S 8F 110 cm
 REF 80232 SET Aspirex[®]S 10F 110 cm

Sistema de acionamento

REF SRS-Kit Sistema de Acionamento Straub Medical
 Contem motor, unidade de controle, pedal e caixa de transporte

Kit inclui fio guia, capa protetora e bolsa coletora



Produtos não disponíveis em todos os mercados

Sistema Endovascular Straub



Rotarex[®], Aspirex[®] and Straub[®] are registered trademarks of Straub Medical AG


Straub Medical AG Phone: +41 81 720 04 60
 Straubstrasse 12 Fax: +41 81 720 04 61
 CH-7323 Wangs E-Mail: info@straubmedical.com
 Switzerland Internet: www.straubmedical.com



ZE10662 A4 EN

www.straubmedical.com





Sinta a diferença

- Excelente "Pushability"
- "Trackability" Segura
- Fácil Torque
- Superior "Crossability"

Rotarex® S O sistema de trombectomia efetivo

Benefícios Tecnologia exclusiva - rápida e mais efetiva

Sistema de Acionamento Seguro e fácil operação

Um dispositivo para muitas indicações

Altamente eficiente e trombectomia muito rápida nos casos de oclusões agudas a crônicas

- Vasos nativos
- Stents (reoclusões intrastent)
- Bypass
- Acesso de diálises

Quatro funções em um único dispositivo

- **Destacamento** do material oclusivo do vaso (a partir de 1 cm/sec)
- **Aspiração** de material destacado através da cabeça do cateter
- **Fragmentação** do material aspirado
- **Transporte** para fora do corpo do paciente




Rotarex® S: Desmascarando o verdadeiro problema
Rotarex® S remove todos os materiais destacáveis - de aguda a crônica - e expõe a lesão culpada

- Não são necessários stents (longos)
- Evita a embolização distal
- Não são necessários trombolíticos
- Sem hemólise
- Reduz o risco para o paciente
- Reduz custos processuais

Aspirex® S: designado para veias

- Remoção rápida e eficiente do trombo agudo e embolia
- Quando é necessária uma elevada capacidade de sucção



Antes

Depois

Rotarex® S: A solução para reestenose* intra stent
Permite ablação de neointima e diminui o risco de medidas adicionais

- Taxas de permeabilidade elevadas em combinação com a PTA
- Trombectomia com Rotarex® S pode ser repetida várias vezes sem restringir a utilização de outras opções de tratamentos

* R. SILINGARDI, G. COPPI: „Mechanical thrombectomy in in-stent restenosis: Preliminary experience at the iliac and femoropopliteal arteries with the Rotarex® S System"; The Journal of Cardiovascular Surgery, 2010

Um para todos

Todos os cateteres Straub Medical funcionam por um único sistema

- Fácil configuração
- Não é necessária infusão de fluido
- Acoplamento magnético ao cateter
- Funcionam por acionamento manual ou pedal
- Totalmente eletrônico
- Forte e seguro

